

歯科咬合紙用ピンセット

TNG咬合紙ホルダー



咬合の確認・調整の妨げとなる舌をカバーする形状で、作業をスムーズに。

舌肥大傾向(肥満, 舌肥大症, 甲状腺機能低下症, 小顎症など)やオーラルディスキネジアなどの症例患者では、舌の動きや大きさによる妨げによって咬合確認が困難なケースがあります。

TNG咬合紙ホルダーは、一般的なホルダーと変わらない使用感で舌を保護しスムーズに排除しながら咬合確認ができます。また、唾液による咬合紙の汚染を防ぎ、術者・患者さん双方の負担を大きく軽減できます。

こんな症例にも

特に、通常の咬合紙ホルダーでは咬合確認に多くの時間と人手を必要とする障害者診療や全身麻酔(静脈麻酔含む)を行う診療にも非常に有効です。


- 全身麻酔(静脈麻酔含む)で舌が弛緩・肥大している症例にも
- 一般的な咬合紙ホルダーと変わらない使用感
- 術者・患者さん双方のストレスを軽減

歯科咬合紙用ピンセット
TNG咬合紙ホルダー
材質:ステンレス製
色:シルバー
標準価格:9,000円 206390200

全身麻酔を行った患者さんに対しTNG咬合紙ホルダーを使用した臨床例



1.咬合紙をホルダーに挟む



2.舌圧子を舌に当てる



3.噛みあわせを行う

※最後臼歯咬合部分の遠心にホルダーを入れるだけのクリアランスがない症例は適用外です。
また、嘔吐反射(異常絞扼反射)の強い患者へのご使用は注意が必要です。